




MayaTex

DAS ÖKOLOGISCHE  
TEXTILREINIGUNGSSYSTEM  
FÜR IHREN BETRIEB





## DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR BETRIEBE

### MIT KLEINEN BIS GROSSEN WÄSCHEVOLUMEN

Mit unseren ökologischen Flüssigwaschmitteln, in Kombination mit den intelligenten Dosiersystemen, bewältigen Sie künftig Ihr gesamtes Wäschevolumen auf Knopfdruck. Ohne umständliches manuelles Dosieren und mit einem sensationellen Waschergebnis. Zusätzliche Waschverfahren wie chemothermische Desinfektion oder Nassreinigung helfen Ihnen, die täglichen Herausforderungen sicher und kostengünstig zu bewältigen.

## BEWÄLTIGEN SIE DIE TÄGLICHEN HERAUSFORDERUNGEN

### GANZ EINFACH PER KNOPFDROCK.

Mit den modernen Dosiersystemen stehen Ihnen für jede professionelle Waschmaschine verschiedenste Programme zu Verfügung. Unsere Experten programmieren die Anlage nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. So kann beispielsweise die Wäsche per Knopfdruck desinfiziert werden.

## KUNDENSPEZIFISCH UND NACH MASS

Die Installation und der Betrieb von automatischen Dosiersystemen ist immer eine massgeschneiderte, kundenspezifische Lösung. Sie berücksichtigt stets die jeweiligen Bedingungen vor Ort und Ihre Anwendungsbedürfnisse.

Unsere Spezialisten beraten Sie sehr gerne bezüglich den baulichen Massnahmen, Raumgrösse, Sicherheit etc.





## DIE VORZÜGE VON MAYATEX AUF EINEN BLICK

- \_ ausgezeichnetes Waschergebnis
- \_ kostensparend durch Vermeidung von Über- oder Underdosierung
- \_ einfache Bedienung aufgrund automatisiert ablaufender Programme
- \_ Schweizer Qualität
- \_ ökologische Herstellung (Förderung Energieoptimierung, CO<sub>2</sub> neutral etc.)
- \_ hohe Betriebssicherheit, da kein direkter Kontakt mit Produkten erfolgt
- \_ geringe Verwechslungsgefahr der Produkte
- \_ platzsparende, kompakte Bauweise und Installation
- \_ schonende Reinigung Ihrer Textilien
- \_ **Nassreinigung**, ohne zusätzliche Produkte
- \_ **chemothermische Desinfektion**, für garantierte Hygiene
- \_ **Niedertemperaturverfahren**, zur Ressourcen-Schonung

## SERVICELISTUNGEN

- \_ Einschulung des Personals bei Inbetriebnahme
- \_ Service 1x jährlich (Kontrolle aller relevanten Teile, Dosiereinstellungen und Wechsel der Quetschschläuche)
- \_ Schnelle Reaktionszeiten bei unvorhergesehenen Störungen
- \_ Unterstützung bei der Fleckenbehandlung





## SAUBERE SACHE.

## FÜR IHR UNTERNEHMEN UND UNSERE UMWELT.

### HYGIENE UND NACHHALTIGKEIT

Mit Maya sorgen wir für professionelle Sauberkeit und Hygiene – und tragen gleichzeitig Sorge zur Umwelt: Wir stellen sicher, dass Wasser, Boden und Luft intakt bleiben und dass Menschen, Tiere und Pflanzen keinen Schaden erleiden. Deshalb sind die Maya Produkte gut biologisch abbaubar, frei von umweltkritischen Inhaltsstoffen und VOC-abgabefrei.

## ÖKOLOGIE. BESSER ALS DIE EU ERLAUBT.



### GUT BIOLOGISCH ABBAUBAR

Der Schweizer Ökologiestandard geht weiter als jeder EU-Standard, darum durchlaufen alle Maya Produkte das Testverfahren «OECD-Test 302 B erweitert». Er ist ausschlaggebend, um Aussagen über die biologische Abbaubarkeit und die Ungiftigkeit gegenüber den Klärschlambakterien zu treffen.

Alle Maya Produkte sind gut biologisch abbaubar.

(Elimination: nach 14 Tagen mindestens 95 %, bzw. nach 14 Tagen 90 % und nach 28 Tagen mindestens 97 %; Mineralisation: nach 28 Tagen mindestens 70 %.)



### UNBEDENKLICHE INHALTSSTOFFE

Es gibt schädliche und giftige Substanzen, die den Abbautest schaffen, wenn sie nur in geringen Konzentrationen enthalten sind. Doch wir verlassen uns nicht auf möglichst grosse Verdünnung, sondern setzen diese Produkte auf unsere Negativliste. Wir verzichten auf deren Einsatz.

- Verzicht auf Chlor und optische Aufheller
- Keine gesundheitsgefährdenden, krebserregenden Inhaltsstoffe
- Verzicht auf nicht nachwachsende Rohstoffe
- Keine gentechnisch hergestellten Inhaltsstoffe
- Verzicht auf unnatürliche oder nicht naturidentische Parfums



### VOC-ABGABEFREI

In vielen herkömmlichen Produkten werden flüchtige organische Verbindungen (VOC) als Lösemittel eingesetzt. Die Maya Produkte sind VOC-abgabefrei und belasten dadurch weder die Luft noch das Budget.





**...PERFEKT!** AUCH MEINE MITARBEITERINNEN SIND  
VON DER EFFIZIENZ DER ÖKOLOGISCHEN PRODUKTE  
ÜBERZEUGT!

**...PERFEKT!** DIE EINFACHE ANWENDUNG UND  
ÖKOLOGISCHE MEHRLEISTUNG HABEN MICH  
ÜBERZEUGT!

# PRODUKTÜBERSICHT

				MayaMPX	MayaLogic	Chemothermische Desinfektion	Niedertemperatur	Nassreinigung
	Art. Nr.	Füllmenge						
 <p><b>MayaTex 1</b> Flüssiges, enzymhaltiges Vorwaschmittel für Weichwasser. (In Kombination mit MayaTex 6 für alle Wasserhärten geeignet). Löst durch enzymatischen Abbau Verschmutzungen wie Blut, Eiweiss, Milch, Saucen, Schweiss, Urin etc. MayaTex 1 enthält keine optischen Aufheller und auch kein Bleichmittel.</p>	380055	Bidon	10 kg / 9.6 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	•
	380054	Bidon	20 kg / 19.2 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	•
	380052	Bidon	60 kg / 57.6 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	•
	380053	Fass	200 kg / 192.3 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	•
	380399	Fasswagen	200 kg / 192.3 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	•
 <p><b>MayaTex 2</b> Flüssiges Hauptwaschmittel für Weichwasser (in Kombination mit MayaTex 6 für alle Wasserhärten geeignet). Ohne optische Aufheller und ohne Bleichmittel.</p>	380156	Bidon	10 kg / 9.25 l	•	•		•	•
	380056	Bidon	20 kg / 18.5 l	•	•		•	•
 <p><b>MayaTex 2 Basic</b> Flüssiges Hauptwaschmittel für Weichwasser (in Kombination mit MayaTex 6 für alle Wasserhärten geeignet). Mit optischem Aufheller.</p>	380159	Bidon	10 kg / 9.7 l		•	•		
	380059	Bidon	20 kg / 19.4 l		•	•		
 <p><b>MayaTex 4</b> Flüssiges Fein- und Wollwaschmittelkonzentrat für alle Wasserhärten, bis zu einer Temperatur von 60 °C, ohne Bleichmittel und ohne optische Aufheller. Besonders geeignet für Feder- und Daunenwäsche.</p>	380068	Bidon	10 kg / 9.3 l	•	•	• <sup>2</sup>	•	•
	380066	Bidon	20 kg / 18.6 l	•	•	• <sup>2</sup>	•	•
 <p><b>MayaTex 6</b> Hochalkalischer Waschkraftverstärker mit zusätzlicher Enthärtungsfunktion. In Kombination mit MayaTex 1 / MayaTex 2 anwendbar.</p>	380176	Bidon	12 kg / 9.35 l	•	•			
	380076	Bidon	24 kg / 18.7 l	•	•			
	380077	Bidon	60 kg / 46.8 l	•	•			
	380078	Fass	256 kg / 200 l	•	•			
	380199	Fasswagen	256 kg / 200 l	•	•			
 <p><b>MayaTex PowerDes+</b> Alkalischer, flüssiger Waschkraftverstärker. Gibt der Waschlauge die nötige Alkalität und ergibt eine zusätzliche Wasserenthärtung.</p>	380085	Bidon	13.2 kg / 10 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	
	380079	Bidon	26.5 kg / 20 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	
	380075	Bidon	60 kg / 45.3 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	
	380090	Fass	265 kg / 200 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	
	388499	Fasswagen	265 kg / 200 l	•	•	• <sup>1</sup>	•	
 <p><b>MayaTex 5</b> Neutraler superkonzentrierter Fettlöser gegen speise- und mineralöhlhaltige Verschmutzungen, kann auch als Vorbehandlungsmittel eingesetzt werden.</p>	380171	Bidon	10 kg / 9.9 l	•	•		•	
	380071	Bidon	20 kg / 19.8 l	•	•		•	

<sup>1</sup> MayaTex 1 in Kombination mit MayaTex 3 Basic und MayaTex PowerDes+ für die Desinfektion geeignet.

<sup>2</sup> MayaTex 4 in Kombination mit MayaTex 3 für die Desinfektion geeignet.

# PRODUKTÜBERSICHT

				MayaMPX	MayaLogic	Chemothermische Desinfektion	Niedertemperatur	Nassreinigung
	Art. Nr.	Füllmenge						
	<b>MayaTex 3 Basic</b> Bleichmittelkonzentrat auf Peressigsäurebasis, für den Einsatz ab 40 °C bei Weiss- und Buntwäsche.	380064	Bidon	10.5 kg / 9.2 l	•	•	• <sup>1/2</sup>	•
		380061	Bidon	20 kg / 17.6 l	•	•	• <sup>1/2</sup>	•
		380062	Bidon	60 kg / 53 l	•	•	• <sup>1/2</sup>	•
		380063	Fass	200 kg / 176.6 l	•	•	• <sup>1/2</sup>	•
		380099	Fasswagen	200 kg / 176.6 l	•	•	• <sup>1/2</sup>	•
	<b>MayaTex Activ O</b> Bleichmittelkonzentrat auf Sauerstoffbasis, für den Einsatz ab 60 °C bei Weiss- und Buntwäsche.	333200	Bidon	25 kg / 22.1 l	•	•		
	<b>MayaTex Acqua N</b> Flüssiges Neutralisationsmittel für den letzten Spülgang, um die Alkalität zu neutralisieren.	333305	Bidon	10 kg / 9.7 l	•	•		
		121211	Bidon	20 kg / 19.5 l	•	•		
	<b>MayaMaga liquid</b> Enzymhaltiges Vor- und Buntwaschmittel ohne optische Aufheller und Bleichmittel.	301300	Bidon	10 kg / 9.5 l	•	•		
	<b>MayaNiador liquid Basic</b> Auf Seifenbasis, kann für das Waschen von Weisswäsche sowie Buntwäsche eingesetzt werden.	313280	Bidon	10 kg / 9.5 l	•	•		

<sup>1</sup> MayaTex 1 in Kombination mit MayaTex 3 Basic und MayaTex PowerDes+ für die Desinfektion geeignet.

<sup>2</sup> MayaTex 4 in Kombination mit MayaTex 3 für die Desinfektion geeignet.

**BESTELLEN SIE DIREKT**

**IN UNSEREM ESHOP**

[eshop.steinfels-swiss.ch](http://eshop.steinfels-swiss.ch)





**Steinfels**  
S W I S S

Steinfels Swiss | St. Gallerstrasse 180 | 8404 Winterthur  
Tel. +41 52 234 44 00 | [info@steinfels-swiss.ch](mailto:info@steinfels-swiss.ch) | [www.steinfels-swiss.ch](http://www.steinfels-swiss.ch)