

Maya

MayaTex lavaggio

DISINFEZIONE
TERMOCHIMICA

Il primo metodo di lavaggio in svizzera
testato con efficacia comprovata il
Norovirus.



Il tema dei capi infettati non è argomento esclusivo degli ospedali. Anche le case di riposo, le case di cura e gli orfanotrofi, le strutture pubbliche e altri istituti pubblici, nonostante tutte le misure di sicurezza in materia di igiene, devono lottare contro il Norovirus, soprattutto nei periodi più freddi.

Laddove le persone si riuniscono e dove la trasmissione di malattie diventa più facile, la disinfezione chimico-termica rappresenta un valido aiuto per impedire che gli agenti patogeni vengano trasmessi attraverso capi sporchi.

VANTAGGI RISPETTO AD ALTRI

METODI DI DISINFEZIONE TERMOCHIMICA:

- _ Metodo testato e certificato
- _ Perizia sull'efficacia contro il Norovirus (MNV)
- _ Per capi bianchi e colorati già da 40 °C
- _ Prodotti ecologici; elevata biodegradabilità
- _ Prevenzione da malattie infettive
- _ Rapida eliminazione di batteri
- _ Risultati di lavaggio eccellenti
- _ Utilizzo semplice e sicuro tramite dispositivi di lavaggio automatici
- _ Prodotti combinati; MayaTex 1 + 3 sono adatti anche per lavaggi normali e lavaggio a umido

| | | N° art. | | Confezione | |
|--|--|---------|--------------------|------------------|------------------|
|  <p>MayaTex 1 Detersivo liquido agli enzimi per il prelavaggio, per acqua dolce (in combinazione con MayaTex 6 è adatto a tutte le durezza dell'acqua). Dissolve lo sporco come sangue, proteine, latte, salse, sudore, urina ecc. mediante scissione enzimatica. Maya Tex 1 è privo di candeggianti e di sbiancanti ottici.</p> | | 380055 | Bidon | 10 kg / 9.6 l | ● ¹ |
| | | 380054 | Bidon | 20 kg / 19.2 l | ● ¹ |
| | | 380052 | Bidon | 60 kg / 57.6 l | ● ¹ |
| | | 380053 | Fusti | 200 kg / 192.3 l | ● ¹ |
| | | 380399 | Carello portafusti | 200 kg / 192.3 l | ● ¹ |
|  <p>MayaTex 4 Detersivo liquido concentrato per capi delicati e di lana, per tutte le durezza dell'acqua, fino ad una temperatura di 60 °C, senza candeggianti né sbiancanti ottici. Particolarmente indicato per il lavaggio di tessili contenenti piume e piumini.</p> | | 380068 | Bidon | 10 kg / 9.3 l | ● ² |
| | | 380066 | Bidon | 20 kg / 18.6 l | ● ² |
|  <p>MayaTex PowerDes+ Concentrato rafforzante del lavaggio liquido alcalino. Bilancia l'alcalinità dei detersivi e funge da addolcente per l'acqua.</p> | | 380085 | Bidon | 13.2 kg / 10 l | ● ¹ |
| | | 380079 | Bidon | 26.5 kg / 20 l | ● ¹ |
| | | 380075 | Bidon | 60 kg / 45.3 l | ● ¹ |
| | | 380090 | Fusti | 265 kg / 200 l | ● ¹ |
| | | 388499 | Carello portafusti | 265 kg / 200 l | ● ¹ |
|  <p>MayaTex 3 Basic Concentrato sbiancante a base di acido peracetico, per l'impiego a partire da 40 °C su bianchi e colorati.</p> | | 380064 | Bidon | 10.5 kg / 9.2 l | ● ^{1/2} |
| | | 380061 | Bidon | 20 kg / 17.6 l | ● ^{1/2} |
| | | 380062 | Bidon | 60 kg / 53 l | ● ^{1/2} |
| | | 380063 | Fusti | 200 kg / 176.6 l | ● ^{1/2} |
| | | 380099 | Carello portafusti | 200 kg / 176.6 l | ● ^{1/2} |

¹ MayaTex 1 in abbinamento a MayaTex 3 Basic e MayaTex PowerDes+ è ideale per la disinfezione.

² MayaTex 4 in abbinamento a MayaTex 3 è ideale per la disinfezione.