



Maya

MayaTex Waschverfahren

CHEMOTHERMISCHE WÄSCHEDESINFEKTION

Das erste geprüfte Waschverfahren
der Schweiz, mit nachgewiesener
Wirksamkeit gegen Norovirus.




Infektiöse Wäsche ist längst nicht mehr nur in Krankenhäusern ein kritisches Thema. Auch Alters-, Pflege-, und Kinderheime, öffentliche Einrichtungen und andere gemeinschaftliche Einrichtungen haben trotz hygienischen Vorsichtsmassnahmen vermehrt mit Viren und Bakterien zu kämpfen.

Überall wo sich Menschen ansammeln und die Möglichkeit einer Ansteckung besteht, kann die chemothermische Wäschedesinfektion helfen, dass Erreger nicht durch verunreinigte Wäsche und Kleidung übertragen werden.

VORTEILE DER CHEMOTHERMISCHEN DESINFEKTIONSVERFAHREN:

- _ Verfahren zertifiziert und geprüft
- _ Gutachten über die Wirksamkeit gegen Norovirus (MNV)
- _ für Weiss- und Buntwäsche bereits bei 40 °C
- _ ökologische Produkte, gute biologische Abbaubarkeit
- _ Verhinderung von Infektionskrankheiten
- _ schnelle Eliminierung von Bakterien
- _ hervorragendes Waschergebnis
- _ einfache, sichere Anwendung über automatische Dosieranlage
- _ Kombiprodukte: MayaTex 1 + 3 sind auch für normale Waschgänge geeignet

		Art. Nr.		Füllmenge	
	MayaTex 1 Flüssiges, enzymhaltiges Vorwaschmittel für Weichwasser. (In Kombination mit MayaTex 6 für alle Wasserhärten geeignet). Löst durch enzymatischen Abbau Verschmutzungen wie Blut, Eiweiss, Milch, Saucen, Schweiss, Urin etc. MayaTex 1 enthält keine optischen Aufheller und auch kein Bleichmittel.	380055	Bidon	10 kg / 9.6 l	● ¹
		380054	Bidon	20 kg / 19.2 l	● ¹
		380052	Bidon	60 kg / 57.6 l	● ¹
		380053	Fass	200 kg / 192.3 l	● ¹
		380399	Fasswagen	200 kg / 192.3 l	● ¹
	MayaTex 4 Flüssiges Fein- und Wollwaschmittelkonzentrat für alle Wasserhärten, bis zu einer Temperatur von 60 °C, ohne Bleichmittel und ohne optische Aufheller. Besonders geeignet für Feder- und Daunenwäsche.	380068	Bidon	10 kg / 9.3 l	● ²
		380066	Bidon	20 kg / 18.6 l	● ²
	MayaTex PowerDes+ Alkalischer, flüssiger Waschkraftverstärker. Gibt der Waschlauge die nötige Alkalität und ergibt eine zusätzliche Wasserenthärtung.	380085	Bidon	13.2 kg / 10 l	● ¹
		380079	Bidon	26.5 kg / 20 l	● ¹
		380075	Bidon	60 kg / 45.3 l	● ¹
		380090	Fass	265 kg / 200 l	● ¹
		388499	Fasswagen	265 kg / 200 l	● ¹
	MayaTex 3 Basic Bleichmittelkonzentrat auf Peressigsäurebasis, für den Einsatz ab 40 °C bei Weiss- und Buntwäsche.	380064	Bidon	10.5 kg / 9.2 l	● ^{1/2}
		380061	Bidon	20 kg / 17.6 l	● ^{1/2}
		380062	Bidon	60 kg / 53 l	● ^{1/2}
		380063	Fass	200 kg / 176.6 l	● ^{1/2}
		380099	Fasswagen	200 kg / 176.6 l	● ^{1/2}

¹ MayaTex 1 in Kombination mit MayaTex 3 Basic und MayaTex PowerDes+ für die Desinfektion geeignet.

² MayaTex 4 in Kombination mit MayaTex 3 für die Desinfektion geeignet.